

Mi ez a csoda**(Hőtasak, ez.therm, Magic-Therm, TermoKlik)?**

Lehetővé teszi számunkra, hogy bárhová kellemes meleget vihessünk magunkkal. A belül lévő folyadék kikristályosodása során nagy mennyiségű hőt képes leadni. A kristályosodás folyamatát a felhasználó indíthatja el bármikor. Használat után egyszerűen, gyorsan regenerálható, több-százszor felhasználható.

A termékcsalád széles körben alkalmazható a gyógyászat területén, reumatikus végtag-, derékfájás, fül-fájás, izomhúzódás enyhítésére; téli szabadtéri sportolásnál, hideg, nedves időben kempingezés, vadászat, horgászás során; szépségápolásnál, és még számos területen.

Előnye, hogy elektromosságtól függetlenül alkalmazható, valamint a regenerálás során felülete fertőtleníthető a forró vízben.

Hogyan működik (ez.therm, Magic-Therm)?**Indítás**

A belül úszó körlemez két ujjaink közé fogva néhányszor megpattintjuk, föl-le hajlítjuk, mire a folyadék fehéren kristályosodni kezd, és tartalma felmelegszik kb. 50°C-ra. Miközben a folyadék kikristályosodik, előnyös, ha a termékhez kapható hőszigetelő-rögzítő tokba helyezzük, majd tegyük a melegítést kívánt testrésze. A meleg **Magic-Therm** tasak a külső hőmérséklettől és a hőszigeteltségtől függően 0,5-1,5 óra alatt fokozatosan hűl le.

Regenerálás

Tegyük a kihűlt, megkeményedett **Magic-Therm** terméket vízzel teli fazékba (célszerű az edény alját, oldalát egy darab textíliával kibélelni, hogy ne égessen oda). Forraljuk a vizet -- kb. 15-20 perc -- míg a **Magic-Therm** tasakban levő fehér kristályok teljesen feloldódnak, és átlátszó folyadékká válik ismét. Kivéve a fazékból, kihűlés után a tasak bármikor újra felhasználható. Amennyiben a regenerálást túl korán befejezi, és nem alakult át maradéktalanul az összes kristály folyadékká, akkor a kihűlés közben ismét kikristályosodik (meg kell ismételni a regenerálást).

TILOS mikrohullámú sütőben regenerálni!**Alkalmazási területek****Gyógyászat**

Reumatikus végtagi- és derékfájás, fül-fájás, menstruációs görcsök, izomhúzódás enyhítésére, hidegrázás, keringési zavarok ellen továbbá olyan esetekre, amikor az orvos "dunsztkötéses" borogatást javasol.

Sport és Pihenés

Ideális megoldás megfázás, meghűlés megelőzésére szabadtéri sportoknál (síelés, korcsolyázás, szánkózás), motorozáskor, kempingezéskor, a vadászat, horgászás hosszú órái alatt hűvös, nedves időben.

Kozmetika

Felmelegítve elősegíti a kozmetikában alkalmazott arcpakolások bioaktív anyagainak gyorsabb felszívódását. Sokkal kényelmesebb, mint a korábban ezen a területen alkalmazott elektromos, vagy gőzölő eszközök, ráadásul nem tud megégetni, mert hőmérséklete nem emelkedik 52 fok fölé.

Műszaki és háztartási területek

Könnyen használható eszközök felmelegítésére vagy melegen tartására, ami lehet egy gépkocsi olajsűrője vagy egy cumisüveg. Gyakran használják hópalack helyett ágyak előmelegítésére.

Veszélytelen

A **Magic-Therm** tasak tartalma Nátrium-acetát vizes oldata, mely nem mérgező, nem egészségkárosító. Ha kilyukad, többé nem használható, tartalma azonnal kikristályosodik, és a kristályok könnyen eltávolíthatók, ruhából szokásos módon kimosható. Ha bőrre vagy szembe kerül, egyszerűen mossuk le vízzel.

MAGIC-THERM